

PRODUCTO		Modelo Avanzado de Cateterismo Uretral Masculino	CUIDADO	Limpiar con paño suave y detergente neutro tras cada práctica. No exponer a la luz solar directa ni al calor extremo. Evitar el contacto con objetos punzantes o productos químicos agresivos.
Línea		Medical Teaching Series		
Modelo		TM-408C		
Marca		Tech-Model		
Material		PVC y silicona médica de alta densidad		
Medida		Tamaño real (aprox. 56 × 24 × 54 cm)		
Embalaje		1 unidad por caja (peso total 9 kg)		
Uso		Entrenamiento clínico en la técnica de cateterismo uretral masculino con simulación realista de flujo urinario.		
Temp. de conservación		Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN		El TM-408C “Advanced Male Urethral Catheterization Simulator” reproduce con realismo la anatomía masculina para la práctica del cateterismo uretral. Permite insertar un catéter lubricado hasta la vejiga, generando salida de líquido simulado al realizar la técnica correctamente.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN: PVC médico de alta resistencia Silicona flexible en el tracto uretral y vesical Componentes internos de polímero y válvulas de control de flujo DIMENSIONES APROXIMADAS: Largo: 56 cm Ancho: 24 cm Alto: 54 cm Peso: 9 kg aprox. DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES: Estructura anatómica masculina de tamaño real Uretra funcional con resistencia progresiva a la inserción Vejiga simulada con sistema de drenaje de líquido Permite demostraciones repetidas con catéteres lubricados ACCESORIOS / COMPLEMENTOS: Catéteres de entrenamiento Recipiente para líquido simulado Manual técnico de uso y mantenimiento				