

PRODUCTO	Simulador de Uso de Preservativo Masculino	CUIDADO	Limpiar después de cada uso con paño húmedo y jabón neutro. Evitar el contacto con solventes o materiales punzantes. Guardar protegido del polvo y la luz directa.
Línea	Medical Teaching Series		
Modelo	TM-417B		
Marca	Tech-Model		
Material	PVC y silicona médica de alta densidad		
Medida	-		
Embalaje	20 piezas / caja, 8 kg		
Uso	emostración del uso correcto del preservativo masculino y simulación del proceso de eyaculación.		
Temp. de conservación	Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN	Modelo anatómico masculino diseñado para la enseñanza del uso adecuado del preservativo, con sistema de simulación de eyaculación mediante jeringa.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN: • Estructura en PVC anatómico de alta resistencia. • Superficie de silicona médica con textura realista. • Componentes internos de simulación de fluido en ABS. DIMENSIONES APROXIMADAS: • Longitud: 18–20 cm (estructura del pene). • Base: 10 × 10 cm (aprox.). DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES: • Incluye pene anatómico, jeringa y fluido simulado. • Sistema que permite reproducir el proceso de colocación y eyaculación. ACCESORIOS / COMPLEMENTOS: • Jeringa de simulación. • Fluido sintético demostrativo. • Manual técnico de prácticas.			