



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO		Maniquí de Obstrucción de Vía Aérea Infantil	CUIDADO	Limpiar con paño húmedo y jabón neutro tras cada práctica. No usar alcohol ni solventes. Evitar caídas o presión excesiva sobre el torso y el sistema de vía aérea.
Línea		Medical Teaching Series		
Modelo		TM-422		
Marca		Tech-Model		
Material		Plástico transparente y PVC resistente		
Medida		Tamaño real de infante		
Embalaje		1 unidad por caja (55 × 39 × 47 cm, 4 kg)		
Uso		Entrenamiento en maniobras de desobstrucción y reanimación infantil		
Temp. de conservación		Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN		El modelo TM-422 “Infant Obstruction Model” permite la práctica de maniobras de reanimación y desobstrucción en lactantes. Su diseño anatómico reproduce con realismo la respuesta torácica y la simulación de obstrucción por cuerpo extraño, ideal para formación médica y primeros auxilios.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN: PVC médico no tóxico, silicona flexible y válvulas internas simuladas de vía aérea. DIMENSIONES APROXIMADAS: Alto: 55 cm Ancho: 25 cm Profundidad: 15 cm Peso: 4 kg aprox. DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES: Simulación de respiración artificial y compresión torácica Vía aérea natural con apertura y elevación del pecho visible Reproducción del proceso de obstrucción por cuerpo extraño Retroalimentación visual al realizar la maniobra correctamente ACCESORIOS / COMPLEMENTOS: Pulmón de repuesto Manual de entrenamiento en RCP infantil				