



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO		Modelo Electrónico de Inyección en Glúteos	CUIDADO	Desconectar el sistema electrónico antes de limpiar. Utilizar un paño húmedo con jabón neutro. Evitar líquidos en los componentes eléctricos. No perforar fuera del área designada de práctica.
Línea		Medical Teaching Series		
Modelo		TM-431A		
Marca		Tech-Model		
Material		PVC y silicona médica de alta densidad		
Medida		44 × 17 × 35 cm		
Embalaje		1 unidad por caja (peso total 4 kg)		
Uso		Entrenamiento práctico en inyección intramuscular glútea con retroalimentación electrónica.		
Temp. de conservación		Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN		El modelo TM-431A reproduce con precisión la anatomía glútea humana e incorpora un sistema electrónico que detecta la correcta localización de la inyección. Permite introducir líquido simulado y emite una señal de alarma si la punción se realiza fuera del área adecuada.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN: Silicona médica de alta elasticidad PVC estructural interno Componentes electrónicos integrados DIMENSIONES APROXIMADAS: Largo: 44 cm Ancho: 17 cm Alto: 35 cm Peso: 4 kg aprox. DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES: Superficie anatómica realista de glúteo humano Sistema de detección electrónica de punción correcta Función de inyección con líquido simulado Alarma visual y sonora ante errores de ubicación Arnés ajustable para uso en prácticas simuladas ACCESORIOS / COMPLEMENTOS: Jeringa de práctica sin aguja Sistema electrónico con cableado y módulo de alarma Manual técnico de uso y mantenimiento				