

PRODUCTO		Modelo Avanzado de Entrenamiento para Inyección Intramuscular	CUIDADO	Limpiar con paño suave y detergente neutro tras cada práctica. No exponer a la luz solar directa ni al calor extremo. Evitar el contacto con objetos punzantes o productos químicos agresivos.
Línea		Medical Teaching Series		
Modelo		TM-453		
Marca		Tech-Model		
Material		PVC y silicona médica de alta densidad		
Medida		43 × 28 × 43 cm		
Embalaje		1 unidad por caja (peso total 7 kg)		
Uso		Entrenamiento avanzado en aplicación de inyecciones intramusculares en la región glútea izquierda.		
Temp. de conservación		Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN		El modelo TM-453 “Advanced Intramuscular Injection Training Model” representa la región glútea izquierda con estructuras anatómicas internas visibles y desmontables. Permite el entrenamiento seguro y realista de inyecciones intramusculares, garantizando la correcta localización de la zona de aplicación y evitando daño al nervio ciático o vasos sanguíneos.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN: PVC médico para estructura ósea y soporte Silicona de alta densidad para tejido muscular Elementos internos en plástico flexible que simulan nervios y vasos DIMENSIONES APROXIMADAS: Largo: 43 cm Ancho: 28 cm Alto: 43 cm Peso: 7 kg aprox. DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES: Estructura anatómica de glúteo izquierdo con referencias óseas palpables Representación del nervio ciático y vasos glúteos Módulo glúteo desmontable para observación interna Superficie adecuada para prácticas repetitivas de inyección intramuscular Permite verificación de ubicación y profundidad de la aguja ACCESORIOS / COMPLEMENTOS: Jeringa de práctica Manual técnico de uso y mantenimiento				