

PRODUCTO		Modelo de Evaluación y Guía para Hemostasia en Superficie con Petequias	CUIDADO	Limpiar después de cada uso con paño húmedo y jabón neutro. Evitar el contacto con solventes o materiales punzantes. Guardar protegido del polvo y la luz directa.
Línea		Medical Teaching Series		
Modelo		TM-455		
Marca		Tech-Model		
Material		PVC y silicona médica de alta densidad		
Medida		35 × 25 × 6 cm aprox.		
Embalaje		4 unidades por caja (46 × 37 × 27 cm, 8 kg)		
Uso		Entrenamiento en control de hemorragias y hemostasia superficial.		
Temp. de conservación		Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN		Modelo diseñado para la simulación de petequias y hemorragias vasculares superficiales. Permite a práctica de procedimientos de hemostasia y evaluación de técnicas de control de sangrado.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN: Silicona médica de alta resistencia. PVC flexible con pigmentación simulada. Conductos internos de látex para circulación de fluido simulado. DIMENSIONES APROXIMADAS: Longitud: 35 cm. Ancho: 25 cm. Altura: 6 cm. DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES: Zonas simuladas de petequias y hemorragias. Sistema interno de fluidos para práctica de control de sangrado. Superficie anatómicamente realista y de fácil limpieza. ACCESORIOS / COMPLEMENTOS: Tubo de conexión para fluido simulado. Bolsa de fluido reutilizable. Manual de prácticas y mantenimiento.				