

PRODUCTO	Modelo de Cuidado de Úlceras por Decúbito	CUIDADO	Limpiar después de cada uso con paño húmedo y jabón neutro. Evitar el contacto con solventes o materiales punzantes. Guardar protegido del polvo y la luz directa.
Línea	Medical Teaching Series		
Modelo	TM-459		
Marca	Tech-Model		
Material	PVC y silicona médica de alta densidad		
Medida	43 × 25 × 34 cm aprox.		
Embalaje	1 unidad por caja (43 × 25 × 34 cm, 6 kg)		
Uso	Entrenamiento en evaluación y tratamiento de úlceras por presión.		
Temp. de conservación	Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN	Modelo realista basado en un paciente anciano, diseñado para la enseñanza de los distintos estadios de úlceras por decúbito. Permite prácticas de limpieza, medición y evaluación clínica de heridas.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN: Silicona médica de alta densidad con textura cutánea. PVC estructural interno para soporte. Pigmentación resistente al uso y productos de limpieza. DIMENSIONES APROXIMADAS: Longitud: 43 cm. Ancho: 25 cm. Altura: 34 cm. DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES: Representa las cuatro etapas de ulceración por presión: eritema, pérdida parcial de piel, daño tisular profundo y exposición ósea. Incluye detalles anatómicos como tejido subcutáneo, necrosis, túneles y osteomielitis simulada. Permite realizar prácticas de lavado, desbridamiento y medición de profundidad. ACCESORIOS / COMPLEMENTOS: Kit de limpieza y cuidado de heridas. Manual de uso y mantenimiento. Base de soporte antideslizante para prácticas clínicas.			