

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Modelo de Sutura y Vendaje Quirúrgico                                                                                                                                                                   | CUIDADO | Limpiar después de cada uso con paño húmedo y jabón neutro. Evitar el contacto con solventes o materiales punzantes. Guardar protegido del polvo y la luz directa. |
| Línea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Medical Teaching Series                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                    |
| Modelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | TM-471                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                    |
| Marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Tech-Model                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                    |
| Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | PVC y silicona médica de alta densidad                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                    |
| Medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 79 × 48 × 25 cm                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                    |
| Embalaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 1 pieza/caja, 9 kg                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                    |
| Uso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Práctica de sutura, vendaje y tratamiento de heridas quirúrgicas.                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                    |
| Temp. de conservación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                    |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Simulador para entrenamiento en sutura, curación y vendaje. Representa distintas incisiones y heridas postoperatorias del tronco y extremidades, ideales para prácticas de enfermería y cirugía básica. |         |                                                                                                                                                                    |
| <p>MATERIALES DE FABRICACIÓN:</p> <p>PVC rígido, silicona flexible de alta densidad y refuerzos internos en ABS.</p> <p>DIMENSIONES APROXIMADAS:</p> <p>Longitud: 79 cm</p> <p>Ancho: 48 cm</p> <p>Altura: 25 cm</p> <p>DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES:</p> <p>Incluye múltiples incisiones simuladas: torácicas, abdominales, drenajes, colostomías, úlceras por decúbito y amputación de muslo, entre otras.</p> <p>ACCESORIOS / COMPLEMENTOS:</p> <p>Tuberías simuladas de drenaje, material para vendaje y base de soporte.</p> |  |                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                    |