

PRODUCTO		Entrenador de Uña Encarnada	CUIDADO	Limpiar después de cada uso con paño húmedo y jabón neutro. Evitar el contacto con solventes o materiales punzantes. Guardar protegido del polvo y la luz directa.
Línea		Medical Teaching Series		
Modelo		TM-475		
Marca		Tech-Model		
Material		PVC y silicona médica de alta densidad		
Medida		54 × 28 × 21 cm		
Embalaje		20 piezas/caja, 6 kg		
Uso		Entrenamiento en procedimientos de extracción y tratamiento de uñas encarnadas.		
Temp. de conservación		Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN		Modelo anatómico que reproduce fielmente un dedo inflamado con uña encarnada, diseñado para practicar procedimientos de exéresis y técnicas de cuidado podológico en entornos clínicos o académicos.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN: Silicona de alta flexibilidad con pigmentación realista para tejido, base de PVC estructural y componentes reemplazables en la zona de la uña. DIMENSIONES APROXIMADAS: Longitud: 54 cm Ancho: 28 cm Altura: 21 cm DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES: Incluye extremo de dedo intercambiable, área anatómica simulada con inflamación, y secciones preparadas para practicar bloqueo en anillo, avulsiones parciales o totales y técnicas de fenolización. ACCESORIOS / COMPLEMENTOS: Piezas de recambio para uña y lecho ungueal, soporte base desmontable y frascos simuladores de agente químico.				