

PRODUCTO		Columna vertebral didáctica con pelvis y cabezas femorales	CUIDADO	Limpiar con un paño suave y húmedo, utilizando jabón neutro. No aplicar solventes ni doblar la estructura en exceso. Guardar en posición vertical o sobre su base para conservar su forma.
Línea		Skeleton Series		
Modelo		TM-126C		
Marca		Tech-Model		
Material		PVC plástico flexible y duradero		
Medida		Tamaño natural (aprox. 88 cm de longitud)		
Embalaje		2 unidades por caja (88 × 32 × 39 cm, 10 kg total)		
Uso		Enseñanza anatómica comparativa y demostración de las regiones vertebrales y su relación con la pelvis y fémures		
Temp. de conservación		Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN		Modelo anatómico a tamaño real, derivado del TM-126, diseñado con un enfoque didáctico al diferenciar las secciones de la columna vertebral mediante colores específicos: cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. Incluye pelvis completa y cabezas femorales, lo que permite comprender la conexión entre el eje vertebral y las extremidades inferiores. Su diseño flexible y detallado lo convierte en una herramienta ideal para la enseñanza, demostración clínica y estudio visual de la anatomía humana.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN:				
PVC médico duradero, lavable y no tóxico				
Estructura interna articulada y flexible				
Pigmentos de alta permanencia para diferenciación por colores anatómicos				
DIMENSIONES APROXIMADAS:				
Largo: 88 cm				
Ancho: 28 cm				
Profundidad: 20 cm				
Peso: 5 kg aprox. (por unidad)				
DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES:				
Columna vertebral completa con pelvis y cabezas femorales				
Regiones vertebrales codificadas por colores (cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea)				
Representación de disco herniado, nervios y arterias vertebrales				
Articulaciones flexibles y realistas				
Nivel de detalle: avanzado/didáctico				
Identificación bilingüe (inglés/español)				
Uso educativo y médico				
ACCESORIOS / COMPLEMENTOS:				
Incluye base desmontable de soporte vertical y manual.				