

PRODUCTO		Modelo de vértebras con corte comparativo de osteoporosis	CUIDADO	Manipular con cuidado al retirar o insertar las vértebras del soporte. No exponer a temperaturas extremas ni a la luz solar directa. Limpiar únicamente con un paño suave y seco.
Línea		Skeleton Series		
Modelo		TM-134		
Marca		Tech-Model		
Material		PVC anatómico rígido de alta densidad		
Medida		Tamaño natural (escala 1:1)		
Embalaje		32 unidades por caja (62 × 29 × 29 cm, 14 kg total)		
Uso		Demostración comparativa de estructuras óseas saludables y afectadas por la osteoporosis		
Temp. de conservación		Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN		El modelo TM-134 representa con fidelidad tres vértebras lumbares seccionadas medialmente, diseñadas para comparar el aspecto y densidad del tejido óseo en distintos grados de osteoporosis. La primera vértebra muestra una estructura ósea normal, la segunda evidencia una pérdida parcial de masa trabecular y la tercera ilustra un deterioro avanzado, con placas aplanadas y deformación visible. Todas las piezas son desmontables del soporte, permitiendo un análisis detallado del proceso degenerativo en entornos educativos o clínicos.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN: PVC anatómico rígido, libre de tóxicos Pigmentación permanente resistente a la decoloración Base plástica desmontable DIMENSIONES APROXIMADAS: Alto: 22 cm Ancho: 10 cm Profundidad: 10 cm Peso: 0.45 kg aprox. DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES: 3 vértebras lumbares divididas medialmente Discos intervertebrales simulados Representación en tres etapas: hueso sano, osteoporosis media y avanzada Estructura desmontable para estudio individual Base de soporte estable Nivel de detalle: anatómico demostrativo / patológico ACCESORIOS / COMPLEMENTOS: Soporte plástico desmontable Guía de referencia visual sobre densidad ósea				