

PRODUCTO		Modelo Transparente de Cateterismo Uretral Masculino	CUIDADO	Limpiar con paño suave y detergente neutro tras cada práctica. No exponer a la luz solar directa ni al calor extremo. Evitar el contacto con objetos punzantes o productos químicos agresivos.
Línea		Medical Teaching Series		
Modelo		TM-408E		
Marca		Tech-Model		
Material		PVC y silicona médica de alta densidad		
Medida		Tamaño real (aprox. 52 × 29 × 52 cm)		
Embalaje		1 unidad por caja (peso total 8 kg)		
Uso		Entrenamiento visual y práctico en cateterismo uretral masculino, con observación directa del trayecto interno.		
Temp. de conservación		Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN		El TM-408E “Transparent Male Urethral Catheterization Simulator” permite practicar el cateterismo uretral masculino observando en tiempo real el recorrido interno del catéter, la posición del balón vesical y el flujo simulado de orina. Ideal para enseñanza clínica detallada.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN:				
PVC médico transparente de alta resistencia				
Silicona flexible para uretra y vejiga simulada				
Componentes plásticos internos de soporte anatómico				
DIMENSIONES APROXIMADAS:				
Largo: 52 cm				
Ancho: 29 cm				
Alto: 52 cm				
Peso: 8 kg aprox.				
DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES:				
Cavidad abdominal transparente para visualización anatómica completa				
Uretra y vejiga simuladas con respuesta funcional				
Permite observar la inserción, inflado del balón y flujo de líquido				
Estructura anatómica basada en proporciones reales del sistema genitourinario masculino				
ACCESORIOS / COMPLEMENTOS:				
Catéteres de demostración				
Bolsa de recolección de líquido simulado				
Manual técnico de uso y mantenimiento				