

PRODUCTO	Simulador de Entrenamiento Ginecológico	CUIDADO	Limpiar después de cada uso con paño húmedo y jabón neutro. Evitar el contacto con solventes o materiales punzantes. Guardar protegido del polvo y la luz directa.
Línea	Medical Teaching Series		
Modelo	TM-411		
Marca	Tech-Model		
Material	PVC y silicona médica de alta densidad		
Medida	52 × 29 × 52 cm		
Embalaje	1 pieza / caja, 10 kg		
Uso	Entrenamiento en exploración ginecológica, palpación uterina y procedimientos clínicos básicos.		
Temp. de conservación	Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN	Simulador diseñado para la enseñanza integral de técnicas ginecológicas. Permite practicar exploraciones bimanuales y trimanuales, palpación de útero y anexos, reconocimiento visual de cérvix normal y patológico, y procedimientos de inserción o extracción de dispositivos intrauterinos.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN: <ul style="list-style-type: none"> • Estructura anatómica en PVC de alta durabilidad. • Tejidos blandos y cérvix en silicona flexible. • Mecanismo interno articulado para ajuste de posición uterina. DIMENSIONES APROXIMADAS: <ul style="list-style-type: none"> • Longitud: 52 cm. • Ancho: 29 cm. • Altura: 52 cm. DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES: <ul style="list-style-type: none"> • Cavity pélvica con órganos internos femeninos detallados (útero, ovarios, trompas y ligamento redondo). • Cérvix intercambiables con variaciones normales y anormales. • Sistema de inclinación ajustable del útero (antero y retroversión). ACCESORIOS / COMPLEMENTOS: <ul style="list-style-type: none"> • Conjunto de cérvix reemplazables. • Instrumentos para práctica de inserción y retiro de dispositivos intrauterinos. • Manual de entrenamiento clínico. 			