

PRODUCTO		Modelo de Orientación sobre Anticoncepción	CUIDADO	Limpiar después de cada uso con paño húmedo y jabón neutro. Evitar el contacto con solventes o materiales punzantes. Guardar protegido del polvo y la luz directa.
Línea		Medical Teaching Series		
Modelo		TM-417A		
Marca		Tech-Model		
Material		PVC y silicona médica de alta densidad		
Medida		23 × 17 × 14 cm		
Embalaje		10 piezas / caja, 8 kg		
Uso		Entrenamiento en técnicas de anticoncepción femenina y procedimientos ginecológicos básicos.		
Temp. de conservación		Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN		Modelo anatómico que reproduce el útero en anteversión, trompas de Falopio, labios y vagina, diseñado para la práctica de inserción y manipulación de métodos anticonceptivos.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN: • PVC anatómico resistente. • Silicona médica flexible con textura realista. • Refuerzo estructural interno en ABS. DIMENSIONES APROXIMADAS: • Longitud: 23 cm. • Ancho: 17 cm. • Altura: 14 cm. DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES: • Estructura anatómica completa con útero, vagina y anexos. • Permite prácticas con espéculo, condón femenino, esponja anticonceptiva y capuchón cervical. ACCESORIOS / COMPLEMENTOS: • Kit demostrativo de dispositivos anticonceptivos. • Manual técnico de entrenamiento y mantenimiento.				