

PRODUCTO	Simulador de Entrenamiento en Parto Distócico	CUIDADO	Limpiar después de cada uso con paño húmedo y jabón neutro. Evitar el contacto con solventes o materiales punzantes. Guardar protegido del polvo y la luz directa.
Línea	Medical Teaching Series		
Modelo	TM-419B		
Marca	Tech-Model		
Material	PVC y silicona médica de alta densidad		
Medida	52 × 29 × 52 cm		
Embalaje	1 pieza / caja, 10 kg		
Uso	Capacitación en partos complicados (distocia) y posicionamientos anormales del feto.		
Temp. de conservación	Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN	Simulador diseñado para la enseñanza práctica de distocias, representando distintos tipos de partos anormales. Permite demostrar estenosis pélvica mediante un sistema neumático y variaciones en la posición fetal para recrear escenarios clínicos realistas.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN: • Pelvis y estructuras internas en PVC anatómico de alta resistencia. • Feto flexible en silicona y PVC. • Sistema neumático con bolsa de aire para simular estrechez pélvica. DIMENSIONES APROXIMADAS: • Longitud: 52 cm. • Ancho: 29 cm. • Altura: 52 cm. DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES: • Representación anatómica del canal de parto y estructuras pélvicas. • Bolsa inflable para ajuste de la amplitud pélvica. • Feto articulado para simular diferentes posiciones y complicaciones obstétricas. ACCESORIOS / COMPLEMENTOS: • Feto articulado. • Sistema de bolsa de aire con válvula de control. • Manual técnico para prácticas obstétricas.			