

PRODUCTO		Modelo de Inyección en Glúteo	CUIDADO	Desconectar el sistema electrónico antes de limpiar. Utilizar un paño húmedo con jabón neutro. Evitar líquidos en los componentes eléctricos. No perforar fuera del área designada de práctica.
Línea		Medical Teaching Series		
Modelo		TM-431		
Marca		Tech-Model		
Material		PVC y silicona médica de alta densidad		
Medida		82 × 46 × 33 cm		
Embalaje		10 unidades por caja (peso total 12 kg)		
Uso		Entrenamiento en técnicas de inyección intramuscular en la región glútea.		
Temp. de conservación		Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN		El modelo TM-431 reproduce la anatomía superficial del glúteo, permitiendo identificar y practicar el sitio correcto para inyección intramuscular. Su textura y resistencia simulan el tejido humano, facilitando el aprendizaje de la técnica y la orientación anatómica.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN: Piel de silicona sintética flexible Base estructural en PVC médico de alta durabilidad DIMENSIONES APROXIMADAS: Largo: 27 cm Ancho: 18 cm Alto: 13 cm Peso: 1.2 kg aprox. (por unidad) DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES: Superficie anatómica del glúteo para práctica de inyección Puntos anatómicos de referencia palpables Zonas de punción delimitadas Textura realista de piel y músculo Base estable para mesa de entrenamiento ACCESORIOS / COMPLEMENTOS: Jeringa de práctica sin aguja Manual técnico de uso y mantenimiento				