

PRODUCTO	Simulador de Inyección Intradérmica	CUIDADO	Limpiar después de cada uso con paño húmedo y jabón neutro. Evitar el contacto con solventes o materiales punzantes. Guardar protegido del polvo y la luz directa.
Línea	Medical Teaching Series		
Modelo	TM-450		
Marca	Tech-Model		
Material	PVC y silicona médica de alta densidad		
Medida	Tamaño real de brazo adulto		
Embalaje	4 unidades por caja (46×37×27 cm, 6 kg)		
Uso	Entrenamiento en técnicas de inyección intradérmica en brazo.		
Temp. de conservación	Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN	Modelo anatómico diseñado para la práctica de inyecciones intradérmicas. Su superficie reproduce la textura y elasticidad de la piel humana, ofreciendo una sensación realista durante el entrenamiento. El brazo dispone de ocho puntos de práctica que permiten observar la formación de una pápula o elevación cutánea cuando la técnica es aplicada correctamente.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN: PVC blando resistente. Capa superficial de silicona con textura similar a la piel humana. Conductos internos para distribución uniforme del fluido. DIMENSIONES APROXIMADAS: Longitud: 45 cm Ancho: 13 cm Altura: 10 cm DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES: Brazo de tamaño real con ocho zonas de inyección intradérmica. Estructura interna que permite la retención del fluido inyectado. Superficie autocicatrizante para múltiples prácticas. Diseño anatómico ergonómico y estable. ACCESORIOS / COMPLEMENTOS: Jeringa de práctica. Bolsa de líquido simulado. Manual de instrucciones.			