

PRODUCTO		Simulador de Administración de Enema	CUIDADO	Limpiar después de cada uso con paño húmedo y jabón neutro. Evitar el contacto con solventes o materiales punzantes. Guardar protegido del polvo y la luz directa.
Línea		Medical Teaching Series		
Modelo		TM-460		
Marca		Tech-Model		
Material		PVC y silicona médica de alta densidad		
Medida		43 × 28 × 43 cm aprox.		
Embalaje		1 unidad por caja (43 × 28 × 43 cm, 8 kg)		
Uso		Entrenamiento en técnicas de administración de enema y posicionamiento del paciente.		
Temp. de conservación		Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN		Modelo anatómico diseñado para la práctica del procedimiento de enema y la demostración de las posiciones correctas del paciente durante la administración.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN: PVC médico de alta durabilidad. Silicona blanda en zonas anatómicas funcionales. Componentes metálicos internos para estabilidad estructural. DIMENSIONES APROXIMADAS: Longitud: 43 cm. Ancho: 28 cm. Altura: 43 cm. DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES: Reproducción anatómica del área glútea y rectal. Permite simular inserción y flujo del líquido enema. Posicionamiento ajustable para práctica de distintas técnicas. ACCESORIOS / COMPLEMENTOS: Sistema de conexión para tubo de enema. Bolsa de drenaje y manguera flexible. Manual de prácticas clínicas y mantenimiento.				