

PRODUCTO		Modelo de Punción Venosa Central	CUIDADO	Limpiar después de cada uso con paño húmedo y jabón neutro. Evitar el contacto con solventes o materiales punzantes. Guardar protegido del polvo y la luz directa.
Línea		Medical Teaching Series		
Modelo		TM-461		
Marca		Tech-Model		
Material		PVC y silicona médica de alta densidad		
Medida		92 × 51 × 23 cm		
Embalaje		1 pieza/caja, 11 kg		
Uso		Entrenamiento en punción venosa central, cateterismo y localización anatómica.		
Temp. de conservación		Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN		Modelo anatómico diseñado para la práctica de punción venosa central, con simulación realista de arterias y venas principales. Permite entrenar la inserción de catéteres, punciones guiadas y localización por referencia anatómica y pulso simulado.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN: Estructura en PVC de alta densidad, piel sintética de silicona médica, sistema interno de vasos flexibles y pulsadores de simulación arterial. DIMENSIONES APROXIMADAS: Longitud: 92 cm Ancho: 51 cm Altura: 23 cm DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES: Incluye venas yugular interna, subclavia y femoral, además de arterias carótida y femoral. Dispone de simulador de pulso, sistema de retorno de sangre y puntos anatómicos de referencia para punción. ACCESORIOS / COMPLEMENTOS: Bomba manual para simulación de pulso, tubos de conexión, jeringa de práctica, depósito de líquido simulado y manual de uso técnico.				