



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO		Modelo de Punción Lumbar	CUIDADO	Limpiar después de cada uso con paño húmedo y jabón neutro. Evitar el contacto con solventes o materiales punzantes. Guardar protegido del polvo y la luz directa.
Línea		Medical Teaching Series		
Modelo		TM-463		
Marca		Tech-Model		
Material		PVC y silicona médica de alta densidad		
Medida		43 × 28 × 43 cm		
Embalaje		1 pieza/caja, 11 kg		
Uso		Entrenamiento en punción lumbar, anestesia epidural y caudal.		
Temp. de conservación		Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN		Modelo anatómico de la región lumbar diseñado para prácticas de punción y anestesia espinal. Permite la identificación táctil de apófisis espinosas y la ejecución de técnicas de punción en posiciones sentado o lateral.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN:				
Estructura en PVC rígido de alta densidad con piel sintética de silicona médica. Componentes internos que reproducen resistencia tisular y cavidad subaracnoidea.				
DIMENSIONES APROXIMADAS:				
Longitud: 43 cm				
Ancho: 28 cm				
Altura: 43 cm				
DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES:				
Incluye vértebras lumbares L1 a L5 y sacrocóccigeas funcionales para punción. Marcaciones anatómicas precisas para referencias en anestesia lumbar, epidural y caudal.				
ACCESORIOS / COMPLEMENTOS:				
Agujas de práctica, jeringa, depósito para líquido simulado y manual de uso técnico.				