

PRODUCTO		Modelo de Punción de Médula Ósea y Punción Venosa Femoral en Niño	CUIDADO	Limpiar después de cada uso con paño húmedo y jabón neutro. Evitar el contacto con solventes o materiales punzantes. Guardar protegido del polvo y la luz directa.
Línea		Medical Teaching Series		
Modelo		TM-481		
Marca		Tech-Model		
Material		PVC y silicona médica de alta densidad		
Medida		77 × 21 × 30 cm		
Embalaje		1 pieza / caja (8 kg aprox.)		
Uso		Entrenamiento en punción de médula ósea tibial y venopunción femoral pediátrica.		
Temp. de conservación		Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN		Modelo anatómico de pierna infantil con articulación flexible que permite posicionar para prácticas de punción tibial o femoral. Incluye referencias anatómicas palpables como rótula, tibia y tuberosidad tibial.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN:				
PVC de alta densidad, silicona médica, tubo vascular sintético y estructura metálica interna.				
DIMENSIONES APROXIMADAS:				
Longitud total 77 cm, ancho 21 cm, alto 30 cm.				
DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES:				
Articulación móvil para ajuste de posición.				
Piel de punción y módulo de inyección reemplazables.				
Tacto de pulso femoral para localización del sitio de punción.				
Retorno de fluido simulado que confirma la correcta inserción (punción tibial o venosa femoral).				
ACCESORIOS / COMPLEMENTOS:				
Módulos de piel y venas reemplazables.				
Sistema de circuito cerrado para simulación de flujo.				