

PRODUCTO		Simulador Avanzado de Punción Venosa en Lactante de Cuerpo Completo	CUIDADO	Limpiar después de cada uso con paño húmedo y jabón neutro. Evitar el contacto con solventes o materiales punzantes. Guardar protegido del polvo y la luz directa.
Línea		Medical Teaching Series		
Modelo		TM-483		
Marca		Tech-Model		
Material		PVC y silicona médica de alta densidad		
Medida		44 × 17 × 35 cm		
Embalaje		1 unidad / caja, 4 kg		
Uso		Entrenamiento integral en punción venosa, canalización umbilical, alimentación por sonda y cuidados.		
Temp. de conservación		Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN		Simulador anatómico de lactante de cuerpo completo diseñado para el entrenamiento en punción venosa, canalización umbilical, alimentación nasogástrica e inyecciones intramusculares. Permite prácticas repetidas sin fugas, con retorno visual de fluido para confirmar la correcta inserción.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN:				
• PVC anatómico de alta densidad.				
• Piel de silicona médica con textura realista.				
• Sistema interno de vasos flexibles con retorno de fluido.				
DIMENSIONES APROXIMADAS:				
• Longitud: 44 cm				
• Ancho: 17 cm				
• Altura: 35 cm				
DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES:				
• Puntos de punción en cabeza, cuello, brazos, piernas y cordón umbilical.				
• Simulación de retorno de fluido en punciones correctas.				
• Zonas de entrenamiento en inyección intramuscular y sondaje oral/nasal.				
ACCESORIOS / COMPLEMENTOS:				
• Bolsa de líquido simulado.				
• Tubos de conexión, jeringa de práctica, sonda nasogástrica y manual técnico.				