

PRODUCTO		Pierna de Venopunción Avanzada en Infante	CUIDADO	Limpiar después de cada uso con paño húmedo y jabón neutro. Evitar el contacto con solventes o materiales punzantes. Guardar protegido del polvo y la luz directa.
Línea		Medical Teaching Series		
Modelo		TM-485		
Marca		Tech-Model		
Material		PVC y silicona médica de alta densidad		
Medida		37 × 20 × 27 cm		
Embalaje		1 unidad/caja, 3 kg		
Uso		Entrenamiento en venopunción y punción del talón en extremidad inferior de infante.		
Temp. de conservación		Mantener en ambiente seco, ventilado y libre de exposición directa al sol o calor excesivo		
DESCRIPCIÓN		Simulador de pierna izquierda de infante a tamaño real, diseñado según la anatomía pediátrica con representación precisa de piel, músculos, vasos sanguíneos y estructura ósea. Permite entrenamientos realistas de venopunción con respuesta táctil y retorno de fluido al realizar la punción correctamente.		
MATERIALES DE FABRICACIÓN: • PVC de alta resistencia. • Silicona flexible con textura realista. • Estructura interna con esqueleto anatómico simulado. DIMENSIONES APROXIMADAS: • Longitud: 37 cm • Ancho: 20 cm • Altura: 27 cm DETALLE TÉCNICO / COMPONENTES: • Pierna izquierda de infante a tamaño real. • Piel y sistema venoso reemplazables. • Sensación táctil realista al insertar la aguja. • Retroceso de fluido simulado que indica punción correcta. • Venas del dorso del pie, safena mayor y safena menor funcionales. • Zona del talón adaptada para punción capilar. ACCESORIOS / COMPLEMENTOS: • Reservorio de fluido simulado para prácticas de venopunción.				